

EYEYE MonoSept

Najskuteczniejszy system czyszczenia soczewek

- Idealny dla alergików – bez użycia konserwantów.
- Po dezynfekcji płyn neutralizuje się do roztworu soli izotonicznej.
- Polecany do czyszczenia soczewek miękkich i twardych.
- Niezastąpiony system pielęgnacji soczewek długiego noszenia (trzymiesięczne, roczne).



SKŁAD: Nadtlenek wodoru 3%, platynowa płytką neutralizująca nadtlenek wodoru.

OPAKOWANIA: 120 ml, 360ml, z pojemnikiem EYEYE MonoSept z dyskiem platynowym.

System EYEYE MonoSept z dyskiem platynowym

Zestaw **EYEYE MonoSept** to klasyczny system pielęgnacyjny, polecany do doskonałej dezynfekcji wszystkich rodzajów soczewek, zarówno miękkich, jak i twardych. Dzięki dyskowi MonoSept powleczonemu platyną, nadtlenek wodoru jest neutralizowany, po czym zmienia się w niezawierający konserwantów roztwór soli fizjologicznej.

Łatwy w użyciu

- Wygodny, jednobutelkowy system.
- Dezynfekcja i neutralizacja przebiega jednoetapowo.
- Neutralizacja następuje w ciągu 6 godzin.

EYEE MonoSept – Efektywny i skuteczny

- Spełnia wymagania stawiane przez ISO i FDA.
- Skutecznie zwalcza wszystkie szkodliwe dla oczu bakterie oraz grzybice.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

- Platynowy dysk znajdujący się w pojemniku na soczewki kontaktowe zmienia nadtlenek wodoru w roztwór soli fizjologicznej.
- Preparat **EYEE MonoSept** nie zawiera środków konserwujących. Dlatego też **NIE** podrażnia, ani nie uszkadza oczu.
- Przeznaczony jest dla wszystkich osób noszących soczewki kontaktowe.
- **EYEE MonoSept** **NIE** służy do płukania ani nawilżania soczewek kontaktowych!

